



20bis, rue du chapitre
30150 ROQUEMAURE
FRANCE
Tel : 0033 466 82 82 60
Fax : 0033 466 90 21 10
Email : contact-info@cellid.com
Web : www.cellid.com

EXtract 830M

Support rétractable pour des installations hygiéniques

Le système d'extraction EXtract 830 est utilisé sur des cuves ou des lignes procédés stériles et hygiéniques. Ce système permet d'insérer un capteur dans un procédé et de le retirer pour le nettoyer ou le calibrer. Il est équipé de clics de sécurité fin de courses qui permettent de s'assurer s'il se trouve en position mesure ou service. Le nettoyage, le rinçage, la stérilisation et la calibration sont possibles en cours de procédé.



- **Plug and play**
- Facile d'utilisation, installation et maintenance aisée
- Etanchéité, par joints O ring, hygiénique et documentée
- Connexion procédé EHEDG/3A approuvé
- Chambre de nettoyage sans aucun volume mort
- Réalisé en acier inox 316L, avec Ra <0,8µ m mieux
- Compatible NEP/SEP
- Matériaux en contact avec le produit et état de surface, certifiés et traçables
- Conception compacte, sans volume mort
- Manipulation très simple
- **Sécurité active** si électrode retirée. Pas possibilité de mettre en service sans électrode
- Coût très compétitif

EXtract spécifications

Pression procédé	0-16 bars
Température procédé	-10 – 140°C
Température ambiante	-10 – 70°C
Taille des capteurs	225 ou 280 mm PG13,5
Matériau de l'ensemble	Inox 1,4404 (316L)
Surface électroplie avec	Ra < à 0,76µm
Joint	EPDM FDA, FPM
Connexion procédé	Ingold DN25 Varivent N DN40-125 Triclampe 1,5", 2" Neumo Biocontrol 50, DIN 11851 DN50 (Milchrohr) G 1/8" ou 1/4", 1/4" NPT
Port de nettoyage	
Fonctionnement	Manuel
Clics fin de course	Intégrés



Simple, visualisation de la position de la cage de protection, détecteur de fuite.



20bis, rue du chapitre
30150 ROQUEMAURE
FRANCE
Tel : 0033 466 82 82 60
Fax : 0033 466 90 21 10
Email : contact-info@cellid.com
Web : www.cellid.com

Extract830M – Support rétractable

Descr. Support, materiel en contact avec le produit	
4404	Acier inox, 1.4404 / 316L
XXXX	Spécial

Descr. Joints, materiel en contact avec le produit	
EPD	EPDM FDA
FPM	FPM
XXX	Spécial

Descr. Capteur utilisable	
225	225mm PG 13.5 gel
280	280mm PG 13.5 avec liquide
XXX	Spécial

Descr. Connexion procédé	
IN28	Ingold DN25 (G1 1/4") O-Ring-Pos. 28mm
VARN	Varivent N DN40-125
TC15	TriClamp 1,5" (OD Ø50,5mm)
TC20	TriClamp 2" (OD Ø64mm)
BCT5	NEUMO BioControl 50
MV50	DIN 11851 DN50 (Milchrohr)
XXXX	Spécial

Descr. Connexion de nettoyage	
G18	G 1/8" (interne)
G14	G 1/4" (interne)
N14	1/4" NPT (interne)
XXX	Spécial

Descr. Fin de course	
PN	pneumatique
XX	Spécial

EXTRACT830M	-	-	-	-	-	-	Numéro d'item
--------------------	---	---	---	---	---	---	----------------------

