

### **Essais de cassage** de nématodes

Caenorhabditis elegans ou C. elegans par l'équipe de David Stroebel, Ecole Nationale Supérieure de Paris 75005 - CNRS - UMR8197

Désintégrateur de cellules : Série OSM de Constant Systems LTD

Pression de cassage : 2 700 bars



### **Résultats de l'expérience**

Une poignée de vers C.elegans survivants sur toute une plaque (excellent résultat)

Le but était de connaître le niveau de cassage de cet organismes particulièrement "coriace à casser".

*David Stroebel*