

MICROORGANISM PROCESSED LIST - CONSTANT SYSTEMS		
LISTE DES MICROORGANISMES TRAITES PAR BROyeurs CONSTANT SYSTEMS		
NAME/NOM	TYPE	GAMME DE PRESSION
ALGUE		
Anabaena variabilis	ALGUE	2,04 KBAR
Ascorphyllum nodosum	ALGUE	1,02 - 2,04 KBAR
Chlamidomonas	ALGUE	0,40 KBAR
Chlorella	ALGUE	1,02 - 2,51 KBAR
Cryptocodinium	ALGUE	2,72 KBAR
Euglena gracilis	ALGUE	0,34 - 1,70 KBAR
Hematococcus pluvialis	ALGUE	2,72 KBAR
Laminaria saccharina	ALGUE	2,72 KBAR
Laminaria spp	ALGUE	1,02 - 2,04 KBAR
Mastigocladus laminosus	ALGUE	1,22 KBAR
Phaeodactylum	ALGUE	1,49 - 2,04 KBAR
Porphyridium cruentum	ALGUE	1,49 - 2,04 KBAR
Rhodomenia spp	ALGUE	2,04 KBAR
Spirulina platensis	ALGUE	2,72 KBAR
Spiruline	ALGUE	1,02 KBAR
Ulva lactuca	ALGUE	2,72 KBAR
Ulva spp	ALGUE	1,02 - 2,04 KBAR
BACTERIE		
Aeromonas hydrophila	BACTERIE	1,90 KBAR
Alteromonas	BACTERIE	1,90 KBAR
Archéobactérie halophile	BACTERIE	2,04 KBAR
Bacillus autotrophicus	BACTERIE	1,70 KBAR
Bacillus bulgaricus	BACTERIE	2,72 KBAR
Bacillus globigii	BACTERIE	1,02 - 2,04 KBAR
Bacillus subtilis	BACTERIE	2,72 KBAR
Bifido Bacteria	BACTERIE	2,04 KBAR
Branhamella catarrhalis	BACTERIE	2,72 KBAR
Campylobacter jejuni	BACTERIE	1,36 - 2,04 KBAR
Clostridium tetani	BACTERIE	1,36 KBAR
Coccus type	BACTERIE	1,36 - 2,51 KBAR
Cornebacterium amycolatum	BACTERIE	2,72 KBAR
Cornebacterium kerosis	BACTERIE	2,72 KBAR
Cornebacterium	BACTERIE	2,72 KBAR x5
Escherichia hirac	BACTERIE	1,56 - 1,90 KBAR
Haemophilus influenzae	BACTERIE	1,36 KBAR
Helicobacter pylori	BACTERIE	1,90 KBAR
Klycobacterie	BACTERIE	1,90 KBAR
Lactobacillus	BACTERIE	2,04 KBAR
Lactobacillus bulgaricum	BACTERIE	2,72 KBAR
Lactobacillus casei	BACTERIE	2,72 KBAR x3
Lactobacillus johnsonii	BACTERIE	2,72 KBAR x2
Lactobacillus sakei	BACTERIE	2,72 KBAR
Lactococcus lactis	BACTERIE	2,04 - 2,72 KBAR
Leptospira	BACTERIE	1,36 KBAR
Leuconostoc mesenteroides	BACTERIE	0,68 KBAR
Methylobacterium extorquens	BACTERIE	1,36 - 2,04 KBAR
Methylococcus capsulatus	BACTERIE	1,70 KBAR
Methylosinus trichosporium	BACTERIE	1,70 KBAR
Methylosulfomomonas methylovorum	BACTERIE	1,70 KBAR x2
Micrococcus spp	BACTERIE	1,49 KBAR
Moraxella	BACTERIE	1,90 KBAR

Mycobacteria smegmatis	BACTERIE	2,04 - 2,72 KBAR
Mycobacterium	BACTERIE	1,90 - 2,38 KBAR
Mycobacterium fallax	BACTERIE	2,72 KBAR x2
Mycobacterium tuberculosis	BACTERIE	1,02 - 2,72 KBAR
Nocardia corallina	BACTERIE	1,36 - 1,90 KBAR
Ochrabactrium entropi	BACTERIE	1,90 KBAR
Pasteurella	BACTERIE	1,36 KBAR
Propionibacterium freudenreichii	BACTERIE	2,72 KBAR
Pseudomonas aeruginasa	BACTERIE	1,90 KBAR
Pseudomonas immobilis	BACTERIE	1,90 KBAR
Pseudomonas putida	BACTERIE	1,56 KBAR
Rhodobacter capsulatus	BACTERIE	2,72 KBAR
Rhodococcus erythropolis	BACTERIE	2,04 KBAR
Rhodococcus rhodochrous	BACTERIE	0,68 - 2,04 KBAR
Rhodopseudomanas acidophola	BACTERIE	1,36 - 2,04 KBAR
Serratia	BACTERIE	1,90 KBAR
Staphylococcus	BACTERIE	2,04 - 2,72 KBAR
Staphylococcus aureus	BACTERIE	1,36 - 2,72 KBAR
Streptococcus bovis	BACTERIE	1,36 KBAR
Streptococcus pneumonia	BACTERIE	1,36 KBAR
Streptococcus thermophilus	BACTERIE	2,72 KBAR
Streptomyces fradiae	BACTERIE	0,68 - 1,70 KBAR
Streptomyces griseus	BACTERIE	2,04 KBAR
Treponema pallidum	BACTERIE	0,68 - 1,36 KBAR
Vibrio halobacter	BACTERIE	1,90 KBAR
Vibrio spp	BACTERIE	1,02 - 2,72 KBAR
Spores	BACTERIE	1,70 KBAR
CELLULES ANIMALES		
Sperme (oiseau)	CELLULES ANIMALES	0,68 - 2,72 KBAR
Cellules amniotiques	CELLULES ANIMALES	1,22 -1,36 KBAR
Foie de cheval	CELLULES ANIMALES	0,34-10KPSI
Foie de veau	CELLULES ANIMALES	1,02 KBAR
Kératinocyte (peau humaine)	CELLULES ANIMALES	0,68 KBAR
Mitochondrie cœur de bœuf	CELLULES ANIMALES	2,04 KBAR
Noyau lymphatique de veau	CELLULES ANIMALES	0,4 KBAR
Poumon de veau	CELLULES ANIMALES	0,06 KBAR
Tissu humain	CELLULES ANIMALES	0,34-10KPSI
Poumon de souris	CELLULES ANIMALES	0,68 KBAR
CHAMPIGNON		
Agaricus bisporus	CHAMPIGNON	1,36 KBAR
Aspergillus	CHAMPIGNON	0,13 -1,02 KBAR
Aspergillus niger	CHAMPIGNON	0,74 - 2,04 KBAR
Beauvaria sulfurescens	CHAMPIGNON	1,70 - 1,83 KBAR
Beauvaria terreus	CHAMPIGNON	1,70 - 1,83 KBAR
Botrytis cinerea	CHAMPIGNON	1,36 KBAR
Chaetomium globosum	CHAMPIGNON	1,70 - 1,83 KBAR
Fusarium oxysporium	CHAMPIGNON	0,54 KBAR
Fusarium solanii	CHAMPIGNON	0,54 - 0,61 KBAR
Mortierella alpina	CHAMPIGNON	1,02 KBAR
Mortierella isabellina	CHAMPIGNON	1,70 - 1,83 KBAR
Mycelia	CHAMPIGNON	2,72 KBAR
Ophiostoma	CHAMPIGNON	0,68 - 2,04 KBAR
Paecilomyces vasiotti	CHAMPIGNON	1,70 KBAR
Penicillium chrysogenum	CHAMPIGNON	0,68 - 2,04 KBAR
Septoria nodorum	CHAMPIGNON	1,36 KBAR
Ustilago maydis	CHAMPIGNON	1,02 - 2,72 KBAR
Spores	CHAMPIGNON	1,70 KBAR
INSECTE		
Cellules d'insecte SF-9	INSECTE	0,34 - 1,02 KBAR
LEVURE		
Candida albicans	LEVURE	1,70 - 2,72 KBAR

Candida cloacae	LEVURE	2,72 KBAR x2
Candida utilis	LEVURE	0,34 - 2,72 KBAR
Hansenula polymorpha	LEVURE	1,36 - 2,72 KBAR
Kluyveromyces fragilis	LEVURE	0,34 - 2,72 KBAR
Pichia augusta	LEVURE	2,72 KBAR
Pichia pastoralis	LEVURE	1,70 KBAR
Rhodotorula glutinis	LEVURE	2,72 KBAR x3
Saccharomyces cerevisiae	LEVURE	0,68 - 2,72 KBAR
Schizosaccharomyces pombe	LEVURE	0,68 - 1,02 KBAR
Spores	LEVURES	1,70 KBAR
NEMATODE		
Steinernfra feltiae	NEMATODE	2,04 KBAR
PARASITE		
Crithidia fasciculata protozoa	PARASITE	1,36 - 2,72 KBAR
Giardia	PARASITE	2,04 KBARx2
PLANTE		
Arabidopsis	PLANTE	1,02 - 1,36 KBAR
Arabidopsis thaliana	PLANTE	1,36 KBAR
Arctotheca	PLANTE	2,04 KBAR
Cellules de tabac BY2	PLANTE	0,17 - 0,34 KBAR
Nicotiana tabacum var xanthi	PLANTE	0,34 - 0,47 KBAR
Pomme de terre	PLANTE	0,68 - 2,72 KBAR
Banane	PLANTE	2,04 KBAR
Cowpea leaves	PLANTE	0,68 - 2,72 KBAR
Feuilles d'épinard	PLANTE	0,34 - 0,68 KBAR
Feuilles de fraise	PLANTE	1,36 - 1,70 KBAR